

Scola

EL SISTEMA FM DE WIDEX



WIDEX ARGENTINA S. A.
Tucumán 1321 Piso 4 "A", Buenos Aires, Argentina
Tel.: (011) 4375 4522 info@widex.com.ar

SCOLA
EL SISTEMA FM DE WIDEX

Como todos los sistemas de FM, SCOLA tiene la función de acortar la distancia entre el oyente y el hablante.

Está formado por una familia de accesorios inalámbricos que contribuyen a facilitar el desarrollo del habla, la comprensión del lenguaje y el aprendizaje, otorgando a las personas con pérdida auditiva tanto niños como adultos las condiciones óptimas para oír y comprender el lenguaje en ambientes ruidosos o con mala acústica.

Básicamente, el sistema SCOLA consiste en un transmisor y un receptor. El receptor SCOLA generalmente se conecta al audífono, mientras que el transmisor SCOLA se

ubica cerca de la persona a la que se quiere escuchar.

Con SCOLA, ni la distancia entre el hablante y el oyente ni el ruido ambiente son obstáculos para oír claramente. En efecto, se oye a la distancia en que el transmisor SCOLA se ubique del hablante. Por ejemplo, si el transmisor SCOLA está ubicado a 20 cm del hablante, el oyente oír la voz como si se encontrara a 20 cm de su interlocutor.

SCOLA presenta varios tipos de transmisores y receptores. Widex ofrece diferentes combinaciones, a elegir dependiendo de la situación de cada usuario.



SCOLA FLEX

- Receptor con zapata semi integrada.
- Compatible con audífonos Widex y de otras marcas.
- Hasta 30 canales de capacidad.
- Selector de canales inalámbrico.
- Botón de escaneo de canales y switch de modo FM.
- No necesita PC para su configuración.



SCOLA TEACH

- Transmisor multicanal compatible con otros sistemas de FM.
- Opción de SCOLA TEACH44 con funcionalidad TEAM TEACHING.
- Batería recargable o standard.
- Tres modos de uso: usuario, profesor / padres / profesionales.
- Modo profesor con detector de interferencia y monitoreo de canal a través de auriculares.
- Modo profesional con set up para SCOLA FLEX o SCOLA BUDDY.
- Transmisión en dos niveles y configuración de los canales de preferencia.
- Compresión en dos configuraciones seleccionadas y muchas otras funciones.



SCOLA BUDDY

- Receptor que transmite el habla a cualquier audífono (sea Widex o de otra marca) o implante coclear dotado de bobina inductiva.
- Un solo receptor para adaptaciones binaurales.
- Sistema simple e intuitivo de sólo tres botones.
- Tres controles de volumen independientes para la configuración de la señal de bobina inductiva, entrada de audio y salida de auriculares, todo en uno.
- Selección manual de canales y sincronización de canales automática desde SCOLA TEACH.
- Rango de audio frecuencia hasta 7.5 kHz.
- Collar en dos medidas: 55 y 75 cm.



FM + DEX

- Receptor diseñado específicamente para audífonos con tecnología inalámbrica Widex Link.
- Tres funciones: FM, bobina inductiva y entrada de audio.
- Compatible con SCOLA TEACH.
- Botón para control de volumen.
- Botón para selección de programas.
- Recibe señal hasta de 30 metros.