

WIDEX DAILY™ AUDÍFONO RIC CON AURICULAR M Y DUAL ISP

DAILY50




El audífono RIC WIDEX DAILY tiene integrada la tecnología única WidexLink y la nueva plataforma de entrada real TRUE ISP. Selector de programa en carcasa.

Pila del tipo 312.

Pérdidas auditivas de leves a moderadas y severas.

RANGO DE ADAPTACIÓN RECOMENDADO



TECNOLOGÍA ESTÁNDAR

- Procesado Integrado de la Señal (ISP)
- Entrada de 113 dB SPL
- WidexLink, conectividad inalámbrica
- Múltiples opciones de juego adaptador de oído

FUNCIONES PRINCIPALES	DAILY50 (D05)
Canales de procesado	3
Canales de adaptación/reajustes	4
Localizador	x
Cancelación activa de feedback	x
Aclimatación	x
Reducción del ruido SIS	Mínima
Programa y volumen interaural	x
Programas de escucha	3
SmartSpeak	x
SmartTone	x
ZEN	x
Compatibilidad con CROS FA/FS	x
Accesorios DEX	N/A


Nivel de protección IP58

D-FS

SALIDA MAX.; SIMULADOR DE OÍDO

IEC 60118-0


Output dB SPL



SALIDA MAX.; ACOPLADOR DE 2CC

IEC 60118-7 / ANSI S3.22-2009


Output dB SPL



SALIDA, SIMULADOR DE OÍDO

IEC 60118-0


Output dB SPL



SALIDA, ACOPLADOR DE 2CC

IEC 60118-7 / ANSI S3.22-2009

Output dB SPL



Datos típicos

Obtenidos durante un procedimiento de medición estándar con tonos puros.

Audífono en Modo de test 1 de Compass, de no ser así, se indicará.

Medido con un acoplador intracanal estándar sin filtro anticerumen

		IEC 60118-0	ANSI S3.22-2009 / IEC 60118-7
OSPL90	2500 Hz Pico Promedio	122 dB SPL 124 dB SPL 118 dB SPL	111 dB SPL 113 dB SPL 110 dB SPL
Salida acústica (Entrada 60 dB SPL)	2500 Hz Pico Promedio	104 dB SPL 106 dB SPL 93 dB SPL	94 dB SPL 95 dB SPL 88 dB SPL
Ganancia max. (Entrada 50 dB SPL, Modo de test ganancia max de Compass)	2500 Hz Pico Promedio	69 dB 71 dB 65 dB	59 dB 60 dB 58 dB
Salida de bobina inductiva (Entrada 10 mA/m)	2500 Hz Pico Promedio	92 dB SPL 93 dB SPL 83 dB SPL	82 dB SPL 83 dB SPL 78 dB SPL
Rango de frecuencia		100 Hz - 10000 Hz	100 Hz - 7300 Hz
Distorsión armónica (Entrada 70 dB SPL)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	<2% <2% <2%	<2% <2% <2%
Ruido de entrada equivalente		20 dB SPL	23 dB SPL
Consumo de pila (en reposo)		0,91 mA	0,91 mA
Consumo de pila		0,93 mA	0,95 mA
Vida útil de la pila (tipo de pila 312 Zn-Air, 145 mAh)		155 (>130)	155 (>125)
Inmunidad a teléfonos móviles		IRIL: -3/-7 dB SPL	U-rating: M4 / T2